

DESBARBADOR - TAMIZADOR DE COMPRIMIDOS FETTE Mod. ROTEX (Ref. G-83)

Equipo para el tamizado en continuo de restos de polvo de los comprimidos y eliminación en lo posible de rebabas en caso de producirse

Todo material en contacto con el producto en acero inoxidable.

La unidad ROTEX se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica y química para el desbarbado continuo y el desempolvado de tabletas provenientes de las máquinas de comprimir. Los cilindros de la pantalla se pueden quitar y la tasa de rendimiento y la intensidad se pueden variar de forma continua para que coincida con la producción de las máquinas de fabricación de tabletas.

Dimensiones (mm): 730 x 500 x 780 alto.

Accionamiento variable progresivo

Velocidades del cilindro de la criba: De 30 a 90 R.p.m

Motor de corriente alterna monofásico hasta: 260 V, 50 ciclos

Consumo de energía: 17 Watts.



